

Mögliche Verwendung, die zu Fehlern führt:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperatur, Staub oder Luftbefeuchtern.
- Reparieren oder zerlegen Sie das Werkzeug nicht selbst.
- Bedienen Sie das Ladekabel nicht und ziehen Sie nicht dem Stecker mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist – geschädigt, gerissen oder anderweitig beeinträchtigt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Wenn Probleme oder Störungen auftreten lassen sie das Gerät reparieren. Überlassen sie die Reparatur einem spezialisierten Fachmann. Unprofessionelle Eingriffe können das Werkzeug beschädigen.

Das Gerät unterliegt folgender Garantie:

- 1) Bei Problemen mit dem Gerät kontaktieren sie uns sofort. Wir stellen einen After-Sales-Service an 7 Tage nach Eingang des Antragsformulars sicher. Für den Akku YMR-266 gilt beim Kauf eine Garantie von 2 Jahren. Kostenlose Reparaturen oder Werkzeugwechsel sind innerhalb von 25 Tagen (600 Stunden) ab dem Kaufdatum möglich.
- 2) Wenn das Problem eines der folgenden ist, ist die Reparatur auch während der Garantiezeit zahlungspflichtig:
 - Probleme, die durch Nachlässigkeit verursacht werden
 - Nach einem Eingriff oder einem Reparaturversuch durch unbefugte Person
 - Probleme oder Schäden infolge von Stößen während der Benutzung
 - Probleme mit Zubehör oder Auswahl die nicht vom Hersteller empfohlen sind
 - Probleme verursacht durch Feuer, Wasser, Salz usw.

ALLGEMEINE WARTUNG

- Gerät ausgeschaltet aufbewahren.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung oder hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie keine unbefugten Personen Reparaturen durchführen.

ROUTINEKONTROLLE

- Überprüfen Sie das Werkzeug und den Adapter vor jedem Gebrauch.
- Wenn Sie ein Gerät verwenden, das längere Zeit verwendet wurde Stellen Sie sicher, dass es einwandfrei funktioniert.



BBmessopen®

LED Photon Electric
Derma Pen

OB-DJ 01

SPEZIFIKATION

1. DermaPen – zur Microneedling Vibrationstherapie.
2. Leistung – ein Gerät zum Einstechen von Kosmetika und Hautprodukten mit Mikronadeln, die ihre vertikale Position ändern.
3. Klassifizierung – Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag: II. Schutzebene; Rang des Schutzes gegen elektrischen Schlag: schwimmendes Anwendungsteil; Schutzart gegen Wassereintritt: übliche Ausstattung (IPXO); Betriebsart: kontinuierlicher Betrieb.
4. Spezifikationen
 - Produktname: Derma Stamp Electric Pen
 - Stromversorgung: 2 Lithiumbatterien
 - Modellbezeichnung: OB-DG 03N
 - Adapter: 6V–300 MA
 - Größe: 14,7×3,1 cm
 - Packungsgröße: 18,5×15,5×5,5 cm
 - Packungsinhalt: 1 Derma Pen + 2 Nadelpatronen



ANWENDUNG

1. Setup – Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie YMR-266 mindestens 2 Stunden lang aufladen. Ist das Gerät voll geladen, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
2. Vorbereitung
 - 1) Entfernen Sie die Nadelpatrone aus der sterilen Verpackung.
 - 2) Stecken Sie den Stift in den runden Stecker der Ladebox und schieben Sie die Nadel horizontal bis zum Ende.
 - 3) Sichern Sie die Patrone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - 4) Die Einstellung der Nadellänge erfolgt nach dem Sie das Gerät einschalten.
 - 5) Zum Entfernen der Nadel drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn und ziehen diese horizontal heraus.
3. Einschalten, Geschwindigkeit und Nadellänge einstellen
 - 1) EIN / AUS und Geschwindigkeitseinstellung – drücken Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang um das Gerät in Betrieb zu setzen. Die Kontrollleuchte leuchtet nun grün. Kurz drücken um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen – die LED-Diode blinkt in grün-blau-violett-rot.
 - 2) Einstellung der Nadellänge – Länge verlängern Die Nadellänge kann durch den Drehung eingestellt werden. Im Uhrzeigersinn drehen – längere Nadellänge, oder gegen den Uhrzeigersinn – kürzere Länge. Unterschiedliche Nadellängen erfordern unterschiedliche Anwendungsmethoden.

WARNUNG

BITTE lesen Sie diese vor der Anwendung und folgen diesen.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen die:

- 1) an einer akuten Krankheit leiden
- 2) allergisch sind oder an Hämophilie leiden
- 3) an Gesichtsmelanose / Pigmentflecken leiden
- 4) erhöhte Temperatur /Fieber haben
- 5) regelmäßig das Krankenhaus besuchen
- 6) regelmäßig Medikamente einnehmen
- 7) jünger als 12 Jahre sind